

# blue-line

## DÉCONTAMINANT LINGE ULTRA CONCENTRÉ

Liquide Désinfectant Décontaminant tous textiles

### UTILISATION

Doté d'un pouvoir bactéricide puissant, **Blue-Line Décontaminant Linge** peut être utilisé comme décontaminant avant lavage, ou comme désinfectant au rinçage.

Sa formule très concentrée lui confère un excellent résultat à des coûts réduits.

Compatible avec des neutralisants acides et des assouplissants.

Dosage manuel ou en système automatique avec tous types de pompes.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent

Couleur : bleu

pH : 5 ( $\pm$  0,5)

Densité à 20°C : 0,900 ( $\pm$  0,05)

### DOSAGE ET PROPRIÉTÉS

**Blue-Line Décontaminant Linge** est conforme aux normes :

- **Bactéricide EN 1276**, en 5 min. à 20°C en conditions de saleté, 0,7 g/l., en 5 min. à 20°C en conditions de propreté, 0,35 g/l.
- **Fongicide EN 1650**, en 15 min, 20°C, en conditions de saleté, 0,25 g/l sur *Candida Albicans*.
- **Sporicide EN 13704**, à 2mg/l en 10 min à 40°C, en condition de propreté.
- **Virucide EN 14476** (Influenza Virus H5N2), en 3 min, à 20°C, à la concentration de 0,14% et 5 min, à 20°C, à la concentration de 0,07%.

### RECOMMANDATIONS

Se référer aux indications portées sur l'étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 40°C.

### LÉGISLATION

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004 modifié).

Produit destiné à un usage professionnel uniquement.

Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.

### CONDITIONNEMENTS

Carton de 4 x 5 Litres (code : 619053)

Bidon de 18 kg (code : 619055)



HYGIÈNE  
DU  
LINGE

